

### Pastilles effervescentes détartrantes

# **PASTIMENTHE**

Nettovants détergents détartrants

### Une seule opération



### **Présentation**

PASTIMENTHE est une tablette effervescente destinée à l'entretien et au détartrage de tous les types de circuits d'eau, des canalisations et des cuvettes des WC, des urinoirs, des bacs à douches, des éviers, des lavabos, etc.

### **Points forts**

- Pastille effervescente
- Parfum menthe
- Sans phosphate
- Sans danger pour les fosses septiques



- Sans action mécanique
- Sachet individuel







### **Propriétés**

- Simple et sure d'utilisation.
  Evite la manipulation de solution détartrante liquide dangereuse et préserve l'utilisateur d'émanations irritantes.
- Formule moussante au contact de l'eau.
- Dissolution rapide, facilitée par une friabilité étudiée (moins de 6 minutes à 20°C).
- Sa diffusion progressive dans les canalisations évite le colmatage et l'accumulation du tartre dans les coudes et les réductions.
- Limite les opérations de démontage.
- Agréablement parfumée, laisse une ambiance intense et fraiche.
- Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.
- Sans phosphate.
- Sans danger sur les fosses septiques.
- Pastilles conditionnées en sachet protecteur individuel pour une conservation parfaite.

### Mode d'emploi

- Ouvrir le sachet et mettre la pastille dans la zone à détartrer.
- L'écraser pour les zones non immergées (urinoirs, éviers, bacs de douche).

Pour un entretien régulier : 1 pastille par semaine.

#### Pour un entretien choc :

- 4 pastilles par semaine.
- Prévoir un temps d'action d'au moins 30 min (idéalement une nuit entière en cas de dépôts importants) et renouveler pour un usage sans action mécanique.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques (javel, etc.).

### Caractéristiques générales

N° de référence: PAS31916

Aspect: Solide Couleur: Blanc Odeur: Menthe Densité: Solide

### Caractéristiques techniques

**pH:** 2,5

### Réglementation

Contact Alimentaire: Non Pourcentage COV: 0%

## Conditionnement

Capacité de conditionnement: 25 g Type de conditionnement: Vrac

Sécurité Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

### Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Temperature de stockage :  $< 40 \,^{\circ}\text{C}$ 



