

Monitoring punaise de lit **PUNAISE DETECT**

Phytosanitaires, lutte contre les ravageurs

Ne laissez pas planer le doute !



Présentation

PUNAISE DETECT est un piège à glu avec attractif alimentaire pour la détection des punaises de lit.


Il est idéal pour surveiller la présence de punaises de lits.

Suffisamment sensible pour identifier les infestations les plus précoces, il est votre allié pour planifier, au bon moment, les actions de désinsectisation.



Points forts

- Sans pesticide ni insecticide
- Usage préventif
- Discret voir invisible
- Efficace même si infestation légère
- Aisance d'utilisation



Propriétés

- Utiliser PUNAISE DETECT dans les locaux à risque (chambre d'hôtel, camping, centre d'accueil, centre de détention) ou partout où des insectes ou des traces de leur existence (déjections de sang digéré) ont été observés.
- PUNAISE DETECT permet également d'évaluer l'efficacité d'un traitement insecticide en comparant le nombre d'insectes piégés avant et après.
- L'appât de PUNAISE DETECT est un appât alimentaire ne contenant pas de substance nocive selon la réglementation CLP ni de substance insecticide.
- PUNAISE DETECT n'est donc pas concerné par la réglementation biocide.

Mode d'emploi

- Compte tenu de l'activité des punaises de lit, l'efficacité optimale de PUNAISE DETECT est obtenue durant la nuit, au niveau des zones de passages des insectes, sur le sol, sous les meubles (lit, canapé, fauteuil) dans des zones sombres, peu ou pas visibles.
- Ouvrir la plaque.
- Lentement, décoller le papier protecteur qui recouvre la colle.
- Retirer un attractif de son sachet et le placer au centre de colle.

- Replier les 2 ailes de la partie supérieure du piège et les fixer ensemble à l'aide de la fente et de l'onglet.
- Replier les petits volets vers l'intérieur avec un angle de 30° en veillant à ne pas les faire toucher la surface de colle.

Renouveler PUNAISE DETECT toutes les 4 semaines.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : PUN32082

Aspect : Solide

Couleur : noire et rouge

Odeur : Inodore

Densité : Solide

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Type de formulation : NA

MA : NA

N° inventaire : NA

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Boîte de 5 pièges

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Non concerné

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 3 ans